

Her dinleme ortamında
konuşmalara aktif olarak
katılırken her yönden
duyun ve odaklanın.




AUDIBEL

Genel Merkez
6700 Washington Ave. S.,
Eden Prairie, MN 55344
1.800.769.2590
www.Audibel.com

Audibel, Audibel logosu, Arc ve Arc logosu Starkey Laboratories, Inc.'in ticari markalarıdır.
©2024 Starkey Laboratories, Inc. Tüm Hakları Saklıdır.

 **duyumed işitme**

Türkiye Distribütörü
Duyumed İşitme Cihazları A.Ş.
0 850 474 21 21
www.isitmecihazlari.com

Arc^{AI}
CROS/BiCROS Sistem

Tek taraflı işitme kaybı
için üretilmiştir.




AUDIBEL

Arc AI ile tek taraflı işitme kaybı çözümleri artık zahmetsiz.

**En gelişmiş işitme
teknolojimiz ve Audibel
Sound™ ile bir araya gelen
CROS/BiCROS sistemimiz,
işitmeyi zahmetsiz hale
getiriyor.**

Arc AI ürün ailesi, seçili stillerde kablolu bir CROS/BiCROS sistemi sunar. En yenilikçi teknolojimiz ve en net sesimizle donatılmış bu işitme cihazları, yaşam tarzınıza kusursuz bir şekilde uyum sağlar. Arc AI CROS/BiCROS Sistemi, işitilebilirliği ve konuşma anlamayı geliştirerek etrafınızdaki dünyayı duymanızı ve deneyimlemenizi sağlar.

CROS/BiCROS çözümleri. Artık Arc AI ile birlikte kullanılabilir.

Her zaman açık, her zaman otomatik ve her zaman zahmetsiz işitme teknolojimiz, size keyif veren konuşmaları ve sesleri kaçırmamanız için tasarlanmıştır.



Audibel'in şarj edilebilir ve şarj edilemeyen modellerdeki kullanımı kolay CROS/BiCROS sistemi, her saat 55 milyon kişiselleştirilmiş ayar ve Audibel Sound™ teknolojisi ile kolayca duymanızı sağlar.



CROS

Bir kulağınızda duyamıyorsanız ve diğer kulağınızda normal duyma varsa, bir CROS çözümünden faydalanabilirsiniz. Sağlıklı kulağınız aracılığıyla daha zayıf duyan kulağınızda sesi tam olarak deneyimleyebileceksiniz.

Nasıl Çalışır

Zorlu dinleme ortamları artık bir çözüme sahip. CROS sistemimiz, daha zayıf duyan kulağınızın tarafından gelen sesleri alan ve ardından bunları sağlıklı kulağınıza takılan bir işitme cihazı alıcısına ileten bir mikrofonla donatılmıştır. Bu yenilikçi çözüm, hayatınızdaki önemli anları ve sesleri kaçırmamanızı sağlar.



BiCROS

Kulaklarınızdan birinde duyamıyorsanız ve diğer kulağınızda işitme kaybı varsa, BiCROS çözümünden faydalanabilirsiniz. Bu, az veya hiç duymadığınız kulağınızda ve daha iyi kulağınızda da sesi deneyimlemenizi sağlayacaktır.

Nasıl Çalışır

BiCROS sistemimiz, az veya hiç duymayan kulağınıza yerleştirilen bir mikrofondan gelen sesi, daha iyi duyan kulağınızda takılı bir işitme cihazına gönderir. Bu ses, işitme kaybınıza göre kişiselleştirilebilir ve böylece her iki taraftan da sesler duymanızı sağlar.

***İşitme uzmanınız ihtiyaçlarınıza
ve yaşam tarzınıza en uygun
çözümün hangisi olduğunu
belirlemenize yardımcı olabilir.***